

Fonctionnement de la lentille EVO

La lentille EVO fonctionne de manière similaire aux lunettes et verres de contact pour corriger la myopie avec ou sans astigmatisme.

La lentille EVO est positionnée derrière l'iris (la partie colorée de l'œil) et juste devant le cristallin, pour vous aider à avoir une vision claire et nette.^{1,2}

Intervention rapide et sécuritaire

La procédure de l'implantation de la lentille EVO est **aussi rapide qu'il n'en faut pour visionner en rafale une de vos séries préférées** et **le temps de récupération est court.**


Se préparer à la liberté visuelle!

Avant le jour de l'implantation de la lentille EVO, votre médecin effectuera une série d'examens standard pour mesurer les caractéristiques uniques de votre œil.


Le moment est venu pour votre lentille EVO!

Lors de la journée de l'intervention, votre médecin vous administrera des gouttes pour dilater et geler votre œil.


Trois étapes



1 Votre médecin va créer une petite ouverture sur le bord de votre cornée pour y insérer la lentille **EVO**.



2 La lentille **EVO** est pliée et insérée dans cette petite ouverture.



3 Une fois la lentille insérée, votre médecin fera tous les ajustements nécessaires pour assurer un positionnement adéquat de la lentille dans l'œil.

La lentille **EVO** n'est visible ni par vous ni par les autres.

L'opération est terminée !


De nombreux patients constatent une amélioration de leur vision presque immédiatement.

Soins postopératoires : Consultez votre médecin pour plus d'informations sur les étapes de récupération.

Informations importantes relatives à la sécurité d'emploi de la lentille EVO/EVO+ ICL :

La lentille EVO/EVO+ ICL est indiquée pour les patients âgés de 21 à 60 ans et disponible dans les puissances sphériques allant de -3,0 D à -18,0 D pour la correction/réduction de la myopie avec ou sans plage de puissance cylindrique allant de 1,0 D à 6,0 D. L'implantation de la lentille EVO/EVO+ ICL est une intervention chirurgicale, et comporte donc des risques potentiellement graves. Voici une liste de complications/événements indésirables potentiels : chirurgies supplémentaires, apparition de cataracte, perte temporaire ou permanente de la meilleure acuité visuelle corrigée, augmentation de la pression dans l'œil, perte de cellules sur la surface la plus interne de la cornée, irritation conjonctivale, gonflement de la cornée, irritation de la conjonctive, endophtalmie (infection oculaire totale), éblouissement et/ou halos importants à proximité des sources de lumière, hyphéma (sang dans l'œil), hypopyon (pus dans l'œil), infection de l'œil, luxation de la lentille EVO/EVO+ ICL, œdème maculaire, pupille non réactive, glaucome par bloc pupillaire, inflammation sévère de l'œil, iritis, uvéite, perte vitréenne et greffe de cornée. Avant d'envisager l'implantation d'une lentille EVO/EVO+ ICL, vous devez subir un examen complet des yeux et discuter avec votre ophtalmologue de la chirurgie, en particulier des bénéfices, des risques et des complications potentiels qui lui sont associés. Vous devez parler du temps nécessaire pour la récupération après l'intervention chirurgicale. Pour de plus amples informations sur les bénéfices, risques et complications potentiels, veuillez consulter le site DiscoverICL.com.

Apprenez-en plus sur la lentille EVO dès aujourd'hui!



Références :

1. Martinez-Plaza E, López-Miguel A, López-De La Rosa A, et al. Effect of the EVO+ Visian Phakic Implantable Collamer Lens on Visual Performance and Quality of Vision and Life, Am J Ophthalmol 2021;226: 117–125. 2. Packer M. Evaluation of the EVO/EVO+ Sphere and Toric Visian ICL: Six month results from the United States Food and Drug Administration Clinical Trial. Clin Ophthalmol. 2022;16:1541-53. 3. Parkhurst GD. A prospective comparison of phakic collamer lenses and wavefront-optimized laser-assisted in situ keratomileusis for correction of myopia. Clin Ophthalmol. 2016 Jun 29;10:1209-15. 4. Ganesh S, Brar S, Pawar A. Matched population comparison of visual outcomes and patient satisfaction between 3 modalities for the correction of low to moderate myopic astigmatism. Clin Ophthalmol. 2017;11:1253-63. 5. Naves, J.S., Carracedo G, Cacho-Babillo I, Diadenosine nucleotid measurements as dry-eye score in patients after LASIK and ICL surgery. Presented at American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) 2012. 6. Packer M. The Implantable Collamer Lens with a central port: review of the literature. Clin Ophthalmol. 2018;12:2427-38.

Réservé à un usage professionnel

CA-EVO ICL-24-0062 © Octobre 2024 STAAR® Surgical Company

Pour plus de renseignements, consultez le

site : discovericl.com



LIBÉREZ-VOUS DES TRACAS LIÉS AUX LUNETTES ET AUX VERRES DE CONTACT



La liberté visuelle que vous méritez.

Dites adieu aux lunettes embuées et aux assèchement des verres de contact

La lentille EVO ICL (EVO) vous permet d'accéder à la liberté visuelle et à une vie riche en nouvelles expériences.

La lentille EVO peut vous aider à **voir le monde tel qu'il est censé être vu** – avec une vision claire et nette.^{1,2}

Un historique rempli de succès éprouvés

Au cours des

30 dernières ANNÉES

dans les yeux du monde entier avec

plus de 3 000 000 de lentilles ICL DISTRIBUÉES

Pour votre bien-être et votre tranquillité d'esprit.

**VISION EXCEPTIONNELLE DE JOUR
COMME DE NUIT**



Découvrez ce que la vie vous offre tout au long de la journée **sans compromettre votre vision nocturne.**^{1,3}

De jour comme de nuit — vous pouvez vous fier aux lentilles EVO pour une vision exceptionnelle.^{1,3}

**EN HARMONIE AVEC LES STRUCTURES
NATURELLES DE VOTRE ŒIL**



Tout comme un objectif ajouté à un appareil photo, **la lentille EVO est additive et fonctionne avec les structures naturelles de votre œil** pour améliorer votre vision.

PAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE



Cliniquement reconnue pour ne pas causer ni contribuer au syndrome de sécheresse oculaire.^{4,5}

**VOTRE AVENIR EST RADIEUX,
ET PROTÉGÉ**



La lentille EVO est fabriquée en Collamer™, un matériau dont l'innocuité a été démontrée au niveau de l'œil. Le Collamer offre une **protection contre les rayons UV** et contient du collagène, une protéine naturellement présente dans le corps.

**PERMANENTE MAIS AMOVIBLE, SI
NÉCESSAIRE**



Bien que la lentille EVO soit conçue pour corriger votre vision de façon permanente, **la lentille peut être enlevée** par un médecin, si nécessaire, et s'adapte donc à l'évolution de la technologie et à vos besoins futurs en matière de vision.

Des résultats remarquables!

99,4 % DES PATIENTS

interrogés déclarent qu'ils subiraient à nouveau l'intervention.⁶

Fabriqué avec du Collamer.



Un matériau sûr, biocompatible et de qualité supérieure.

Le Collamer est biocompatible avec votre œil et est fabriqué à partir de collagène, **une protéine qui se trouve naturellement dans votre corps.**

Éprouvé **en termes d'innocuité et d'efficacité, et produit avec des matériaux de haute qualité**, le Collamer de la lentille EVO est utilisé en exclusivité par STAAR Surgical.

La lentille EVO est idéale pour votre œil en raison de sa **structure souple et flexible.**

Vous ne vous rendrez même pas compte de sa présence, hormis le fait que vous avez une excellente vision.